


オートレンズアナライザー SOLOS




TOPCON Healthcare
SEEING EYE HEALTH DIFFERENTLY

SOLOS 特設サイトはこちら



測定ボタンを押すと両眼自動測定がスタート
単焦点レンズから累進レンズまで自動測定します



モニターをワンタッチ
レンズ測定がかんたんに始められます



JOIA フォーマットでデータ出力
電子カルテとかんたんにデータ連携



UV・ブルーライト・可視光の
透過率をグラフでかんたん表示



印点不要
かんたん PD 自動測定

仕様

寸法	245mm (W) x 437 mm (H) x 354 mm (D)
質量	11 kg
プリンター	内蔵プリンター (感熱紙)
タッチパネル	7インチ 液晶タッチパネル
光源	LED
データ出力	USB, LAN
電源・電圧・周波数	AC 100 - 240V 50/60Hz
測定範囲	
球面屈折力	-20D - +20D(0.01D/0.125D/0.25Dステップ)
乱視屈折力	-10D - +10D(0.01D/0.125D/0.25Dステップ)
乱視軸	0 - 180°(1°ステップ)
加入度数	-4D - +4D(0.01D/0.125D/0.25Dステップ)
プリズム度数	-10Δ - +10Δ(0.01ステップ)

累進レンズもわかりやすい
マッピング表示



株式会社 **トプコンメディカルジャパン** <https://topconhealthcare.co.jp>

本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町 75-1 TEL.(03)5915-1803

営業本部 TEL.(03)5915-1803 仙台営業所 TEL.(022)722-0637 広島営業所 TEL.(082)294-8971
システムサービス部 TEL.(03)5915-1804 横浜営業所 TEL.(045)949-3600 松山営業所 TEL.(089)969-1427
東京営業所 TEL.(03)6867-0123 名古屋営業所 TEL.(052)934-0761 福岡営業所 TEL.(092)483-3751
札幌営業所 TEL.(011)520-2150 大阪営業所 TEL.(06)7659-2904