



パネルチャート

PC-50

PC-50 はリモコン操作で視標の切替がスムーズ。
ランドルト環の向きはランダムに変更可能、字ひとつ・縦横1列表示や
図形視標（小児用）など、検査視標が豊富な視力表です。



液晶チャートで
視標の切替がスムーズ



かんたん
リモコン操作



小児にもやさしい
豊富な検査視標

製品仕様

検査距離	標準 5m (2.5m - 6m の間 25cm 間隔で設置可能)
検査視標	視力検査視標: ランドルト環、平仮名、数字、図形(小児用)、スクリーニング用 視機能検査視標: レッドグリーンテスト、乱視、斜位、立体視、不等視像、両眼視
輝度	80 ~ 320cd/m ²
コントラスト	85% 以上
外部入力ポート	USB(USB2.0)
液晶ディスプレイ	19 型 SXGA(1280 x 1024 ピクセル)
寸法	460mm(W) x 65mm(D) x 392mm(H)
質量	6.4kg
電氣的定格	交流 100V / 50-60Hz / 110VA

別売付属品



液晶リモートコントローラー
LR-50

設置タイプ



壁掛けタイプ




フロアスタンドタイプ¹



卓上スタンドタイプ²

1. フロアスタンドは別売付属品
2. 卓上スタンドは市販品

チャート一覧



検査距離の設定が 4.25m 以上の場合には、視力値 0.02 は提示できません。
また、検査距離の設定が 2.75m 以下の場合には、視力値 2.0 は提示できません。
図形視標(小児用)の場合、検査距離 4.25m 以上の視力値 0.03 および検査距離 4.00m 以下の視力値 2.0 は提示できません。

※画面はハメコミ合成です。
※カタログと実際の商品の色とは、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。
※カタログ掲載商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

注意

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

販売名: パネルチャート PC-50
医療機器届出番号: 13B1X0003000PC50

株式会社 トプコンメディカルジャパン ホームページ <https://topconhealthcare.co.jp>

本社 TEL.(03)5915-1800 仙台営業所 TEL.(022)722-0637 名古屋営業所 TEL.(052)934-0761 福岡営業所 TEL.(092)483-3751
 カスタマーサポート部 TEL.(03)5915-1621 首都圏営業部 TEL.(03)6867-0123 大阪営業所 TEL.(06)7659-2904
 サービス部 TEL.(03)5915-1621 関東広域営業 TEL.(03)6867-0123 広島営業所 TEL.(082)294-8971
 札幌営業所 TEL.(011)520-2150 横浜事務所 TEL.(045)949-3600 松山営業所 TEL.(089)969-1427



株式会社トプコン



製造販売 株式会社トプコン

本社・アイケア事業本部
〒174-8580 東京都依藤区蓮沼町 75-1 TEL. (03)3558-2506
<https://topconhealthcare.jp/ja/>

TOPCON Healthcare

M000110J-6