

眼科専用電子カルテシステム


# IMAGEnet eカルテV5/V5クラウド



## 磨き上げられた機能と操作感で眼科診療の ハイパフォーマンスとデジタル化を強力にサポート

### eカルテが選ばれる理由

 <p>眼科医療機器メーカーが開発した眼科専用電子カルテ</p>	 <p>臨床から研究まで様々な環境をサポート</p>
 <p>各社眼科医療機器との確実な接続</p>	 <p>多くのお客様のご要望が反映された機能</p>
 <p>全国をカバーするサポート体制</p>	 <p>長年に渡る販売実績</p>



トプコンは、眼科専用電子カルテシステム黎明期よりIMAGEnet eカルテシリーズの開発・販売を一貫して行ってきました。eカルテV5/V5クラウドは、多くのお客様からのご要望や長年培ったノウハウを結集し、今日の診療に適した眼科専用電子カルテシステムとして更なる進化を遂げました。


## 選べるシステム形態

### オンプレミス型eカルテ

IMAGEnet eカルテ V5

#### 病院基幹システムとの連携

総合病院・大学病院の病院基幹システムと連携する眼科部門システムを構築し、全科共通及び眼科特有の業務をそれぞれのシステムで行うことができます。



### クラウド型eカルテ

IMAGEnet eカルテ V5 クラウド

#### サーバールーム・サーバーリプレース不要

サーバーを設置せず、クラウド上の「眼科診療支援システム IMAGEnet R4」\*1やレセコンと連携できます。サーバーの定期的な買い替えやメンテナンスは不要です。

#### 院外からのアクセス

往診先など院外からでも電子カルテシステムを利用できます。



#### 災害発生時の患者データ保護

患者データを国内のデータセンターに保存することで、気象災害や地震によるデータの消失を防ぎます。

#### 安心の情報セキュリティ

データセンターとの通信暗号化、ファイアウォールによる通信制御、ウイルス対策ソフトウェアの常時実行など、安心の情報セキュリティを実現しました。



# 受付

# 検査

# 診察

# 手術

# 会計


## 受診票による効率的な運用

受付時に受診票を自動で印刷します。受診票には、前回受診時に入力した診療予定や検査項目のほか、病名や薬剤アレルギーなど、当日の診療に必要な情報が表示されます。IDはバーコードで読み取れるため、カルテ起動時や検査入力時のID間違い防止にも役立ちます。




## 患者マーキング機能

車椅子の方や耳の遠い方など患者さんに必要な配慮の内容が一目でわかります。当日のみ有効、または、期間指定なしでマーキングできるため、院内での適切なご案内に役立ちます。



## 検査機器接続・各種検査テンプレート

視機能検査など眼科特有の検査データを一元管理します。検査データは、測定後にプリントボタンを押すと、電子カルテに自動登録されます。色覚検査や斜視検査などは、用意したテンプレートに簡単に入力可能。過去データを見ながらの検査実施も容易です。




## カルテ概要表示

患者リストをクリックするだけで、カルテを開くことなく各患者さんのカルテ概要、さらに受診票の内容もスピーディーに把握できます。



## 患者さんの顔写真確認

患者さんの写真を事前に登録すれば、カルテ起動時に顔写真を表示できます。顔写真と患者基本情報をあわせて確認できます。



## カルテ同時記入機能

複数の端末から同じ患者さんのカルテを開くことができます。複数の医師や医師とシュライバーが文字所見、シェーマ、オーダーなどを同時に記入できます。

## カルテ承認機能

大学病院等で担当医が記入したカルテを上位の医師が承認するプロセスを設定できます。

## 使いやすいユーザーインターフェース

直観的なユーザーインターフェースを搭載しています。ユーザー毎にカスタマイズも可能で、最適なレイアウトで診療を行うことができます。


## 検査データ表示

視力・眼圧データを時系列・グラフで確認できます。「眼科診療支援システム IMAGENet R4」\*1とシームレスに連携するためカルテを参照しながら過去データを含む検査・画像データ比較などの分析作業を行えます。




## 過去データをドラッグ&ドロップ

過去カルテの履歴から所見、シェーマを本日のカルテに簡単にドラッグ&ドロップすることができますのでよりスピーディーに診療を行うことができます。




## 高機能なシェーマ

オプションのペンタブレットを使用すると画面上にスケッチを描くことができます。あらかじめ用意されている様々なひな型に所見を書き込むこともできます。筆圧感知式のタブレットと組み合わせ、色の濃淡や線の強弱も表現できます。



## 所見入力サポート機能

術前説明等の長文や頻度の高い所見は定型文として登録できますので記入時間を短縮することができます。所見入力と病名・処置・処方を組み合わせて登録しておき、ワンクリックでカルテ記入を終えることもできます。マーカー機能で重要な内容や強調したい所見をマークすると、過去カルテ参照時に大切な情報の見落とし防止に役立ちます。




## カルテガイド機能

当日のカルテ記入状況(未記入・記入済み・記入中)にあわせてボタンの色が変わります。どこまで記入したかがすぐわかりますので記入漏れ防止に役立ちます。



## 術前検査ビューワー

白内障手術前のIOL度数決定時に必要な検査データを一覧できます。事前に項目を指定しておけば、最新の検査データをまとめて表示します。




## IOL管理機能

手術当日にIOLのパッケージに印刷されているバーコードを読み込むとシリアル番号を含むIOL情報がカルテに記録されます。記録された情報はカルテ上で検索できます。



## 効率的な算定データの入力

当日実施された検査が自動で算定できるため、会計情報の入力が効率的です。



使用頻度が高い傷病・処置・処方の組み合わせをあらかじめ登録しておけば、ワンクリックで入力できます。同画面上で算定履歴を参照しながら、かんたんに追加・削除・数量変更が可能です。

## 会計システムとの連携

カルテで入力した情報をORCAをはじめとする各社レセプトコンピュータと連携できます。\*



\*eカルテV5クラウドは、日医標準レセプトソフト「WebORCAクラウド版」との連携を標準としています。  
\*各社レセプトコンピュータとの連携については個別にご相談ください。  
\*WebORCAは日本医師会ORCA管理機構株式会社の登録商標です。

## 豊富な連携実績


Web予約システム / 自動精算機 / 自動検温システム  
保険証読取 / 診察券発行 など

## 会計情報チェック機能

算定ルールを設定すれば登録内容がルールに合致しているかチェックできます。

## 算定ルールの例

- 同時算定不可
- 年齢による加算
- 同一検査の月内上限回数
- 検査や処方に対する不足病名のチェック



誤請求・病名の記載漏れを防止!

## 薬剤禁忌情報参照

あらかじめカルテの特記事項に禁忌薬を設定しておけば、処方入力時に禁忌薬を処方するとアラートを表示します。



アラートで禁忌薬の処方を防止!

## 高評価

## 高評価



## Support

### 充実のサポート体制



#### コールセンター

コールセンターでは、経験豊富なオペレーターがお困りの操作やトラブルにお応えします。



#### オンサイトサポート

全国のサービススタッフが検査機器から電子カルテまで全てをサポートします。



#### リモートサポート

セキュリティを確保した回線を通じて、お客様の端末を遠隔操作でサポートします。緊急メンテナンスを迅速かつ的確に実施します。

## Line Up

### eカルテV5シリーズ

大学・総合・眼科病院	クリニック	
オンプレミス	オンプレミス	クラウド

\*1 販売名: 眼科診療支援システムIMAGEnet R4 医療機器認証番号: 227AABZX00082000 製造販売: 株式会社トプコン

お問い合わせはこちら



### 株式会社トプコンメディカルジャパン

本社	〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 (株)トプコン内6号館3階	TEL.03-5915-1800	FAX.03-5915-1805
営業本部	〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 (株)トプコン内6号館3階	TEL.03-5915-1803	FAX.03-5915-1805
ICT事業推進部	〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 (株)トプコン内6号館3階	TEL.03-5915-1804	FAX.03-5915-1805
札幌営業所	〒064-0807 北海道札幌市中央区南7条西1丁目21-1第3弘安ビル6階	TEL.011-520-2150	FAX.011-520-2151
東京営業所	〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 (株)トプコン内6号館3階	TEL.03-6867-0123	FAX.03-6867-0124
横浜営業所	〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央11番地3	TEL.045-949-3600	FAX.045-949-3604
仙台営業所	〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町1-3-2 仙台MDビル	TEL.022-722-0637	FAX.022-722-0638
名古屋営業所	〒461-0005 愛知県名古屋市中区東桜2-9-1 高岳セントラルビルディング	TEL.052-934-0761	FAX.052-934-0762
大阪営業所	〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目5-15 第6進徳ビル	TEL.06-7659-2904	FAX.06-7659-2906
広島営業所	〒733-0013 広島県広島市西区横川新町8番22号 LANDMARK横川	TEL.082-294-8971	FAX.082-294-8994
松山営業所	〒791-1105 愛媛県松山市北井門二丁目12番7号エシアンジュール松山103号	TEL.089-969-1427	FAX.089-969-1428
福岡営業所	〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊1丁目10-50 MR博多ビル	TEL.092-483-3751	FAX.092-483-3753